



Sauerstoffmonitor QualityMon O2



Hersteller

DEHAS Medizintechnik GmbH
Wesloer Straße 112, Gebäude M
23568 Lübeck

CE 0482

Zweckbestimmung

Die Messung und Überwachung von Sauerstoff in der von einem Luft-Sauerstoff-Mischer (z.B. QualityMix von DEHAS) zum Patienten geförderten Atemluftmischung.

Technische Daten

Daten	Wert
Gasart	Sauerstoff
Messbereich	18 bis 100% Sauerstoffanteil im Gasgemisch
Skalierung	0,1
Genauigkeit	3% relativ
Zulässiger Temperaturbereich	0 bis + 45 °C
Alarm	Optisch und akustisch
Alarmgrenzen	18 – 101% (manueller Override 15 – 101%)
Autoset	± 2% des aktuell gemessenen Wertes
Alarmunterdrückung	30 sec.
Abmaße B*T*H	61 x 110 x 92 mm
Gewicht	500 g mit Batterien 3* Typ AAA
Unterstützte Zelle	OOM111