




CPAP / HFO Therapie Block

Zusatzgerät für CPAP- und / oder NIV-Beatmung
am High-Flow-Mischer



Folgend den Empfehlungen der *Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie & Intensivmedizin* für die nicht-invasive Beatmung in der ersten Phase der Therapien zur Atemwegsunterstützung haben wir ein einfaches Gerät entwickelt, um eine **CPAP- und / oder NIV-Beatmung** in Kombination mit unserem **QualityMix** High-Flow-Blender zu erreichen. Alternativ kann hierfür auch ein **High-Flow-Mischer** anderer Hersteller benutzt werden.

Sicherheitsmerkmale:

Geräteart: nicht elektrisch betrieben
Funktionsweise: mechanisch / pneumatisch
CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert-CE0482

Technische Daten	Wert
CPAP / HFO Therapie Block	
Sicherheitsventil	10 - 60 mbar
Manometer	0 - 60 mbar
Flowmeter	8 - 85 LPM mit 9/16"-Anschluss zum Mischer
Auslass	2 x ISO 22 zum Reservoir sowie zum Patientenschlauch