

## Budget Mix

Low-Flow O<sub>2</sub>-Air-Mischer  
 High-Flow O<sub>2</sub>-Air-Mischer (Abb.)



BudgetMix - Die kompakten und günstigen O<sub>2</sub>-AIR-Mischer von DEHAS. Reduziert auf das Wesentliche, jedoch ohne Verluste in der Präzision. Ein 2-Kammer Mischsystem für Sauerstoff und Druckluft, das macht was Sie erwarten. Wie sein großer Bruder - regelt der BudgetMix den eingestellten Wert zwischen 21 % und 100 % Sauerstoffanteil präzise und schnell – jedoch ohne weitere Upgrade Optionen.

**Lieferbares Zubehör:** Flowmeter 0-3/0-6/0-15/3,2-32/8,5-85 l/min, Schalldämpfer, Schienenhalterung.

Wert	Budget Mix Low-Flow	Budget Mix High-Flow
Abmessungen (BxHxT - ohne Anschlüsse)	63 x 115 x 115 mm	63 x 115 x 115 mm
Gewicht Grundgerät	ca. 1400 g	ca. 1400 g
Mischbereich	21 - 100 % O <sub>2</sub>	21 - 100 % O <sub>2</sub>
Ausgang Flow	0-27 l/min	0-105 l/min
Anschluss Eingang	NIST	NIST
Anschluss Ausgang	G 9/16" DISS	G 9/16" DISS
Genauigkeit	+/- 3 % Sauerstoff	+/- 3 % Sauerstoff
Lautstärke des Alarms	≥80 dB bei einem Abstand von 30 cm	

CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert

**CE** 0482

WE THINK IN PRESSURE & FLOW