

Budget Mix

Low-Flow O₂-Air-Mischer
High-Flow O₂-Air-Mischer (Abb.)



BudgetMix - Die kompakten und günstigen O₂-AIR-Mischer von DEHAS. Reduziert auf das Wesentliche, jedoch ohne Verluste in der Präzision. Ein 2-Kammer Mischsystem für Sauerstoff und Druckluft, das macht was Sie erwarten. Wie sein großer Bruder - regelt der BudgetMix den eingestellten Wert zwischen 21 % und 100 % Sauerstoffanteil präzise und schnell – jedoch ohne weitere Upgrade Optionen.

Lieferbares Zubehör: Flowmeter 0-3/0-6/0-15/3,2-32/8,5-85 l/min, Schalldämpfer, Schienenhalterung.

| Wert | Budget Mix Low-Flow | Budget Mix High-Flow |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen (BxHxT - ohne Anschlüsse) | 63 x 115 x 115 mm | 63 x 115 x 115 mm |
| Gewicht Grundgerät | ca. 1400 g | ca. 1400 g |
| Mischbereich | 21 - 100 % O ₂ | 21 - 100 % O ₂ |
| Ausgang Flow | 0-27 l/min | 0-105 l/min |
| Anschluss Eingang | NIST | NIST |
| Anschluss Ausgang | G 9/16" DISS | G 9/16" DISS |
| Genauigkeit | +/- 3 % Sauerstoff | +/- 3 % Sauerstoff |
| Lautstärke des Alarms | ≥80 dB bei einem Abstand von 30 cm | |

CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



WE THINK IN PRESSURE & FLOW