


## Flowmeter für vertikale Montage

für Durchflüsse von 3 LPM bis zu 85 LPM



Unser Sauerstoff-Flowmeter zur Montage an mobilen Versorgungseinheiten wie z.B. Infusionsständern. Es ist geeignet für Rohrdurchmesser bis zu 40 mm.

Durch Umsetzen der Spannvorrichtung ist genauso eine Montage an der Normschiene möglich.

### Sicherheitsmerkmale:

Geräteart: nicht elektrisch betrieben  
 Funktionsweise: mechanisch / pneumatisch  
 CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



Einstellbarer Durchfluss	Art.-Nr.	Nenndruck	Abweichung	Einlass	Auslass
0 - 3 LPM	D-FL-O2-3-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
0 - 6 LPM	D-FL-O2-6-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
0 - 15 LPM	D-FL-O2-15-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
3 - 32 LPM	D-FL-O2-32-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"
8 - 85 LPM	D-FL-O2-85-ST-NIST	4,5 bar	< 10%	NIST	DISS 9/16"

WE THINK IN PRESSURE & FLOW