

## QualityMix CO<sub>2</sub>-FIX

Modularer O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> Festwertmischer



Unser CO<sub>2</sub>-Mischer für Laborapplikationen. Der Mischer stellt ein nach Kundenwunsch individuell eingestelltes, festes Mischungsverhältnis von Kohlendioxid und Sauerstoff bereit. Die Entnahmemenge lässt sich mit dem angeschlossenen Flowmeter jederzeit fein justieren und das Verhältnis zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid bleibt hierbei zuverlässig konstant.

**VERSCHIEDENE KONZENTRATIONEN MÖGLICH**

**Lieferbares Zubehör:** Flowmeter 0-3/0-6/0-15, Schienenhalterung.

Technische Daten	Wert
Abmessungen (BxHxT ohne Anschlüsse)	63 x 115 x 115 mm
Gewicht ohne Module	ca. 1600 g
Mischbereich	Festwert (zwischen 0% und 100 % CO <sub>2</sub> -Anteil nach Kundenvorgabe)
Ausgang Flow	3-15 l/min
Anschluss Eingang	NIST
Anschluss Ausgang	G 9/16" DISS
Genauigkeit	+/- 3 % Kohlendioxid
Lautstärke des Alarms	≥80 dB bei einem Abstand von 30 cm
Betriebstemperatur	+5°C bis +50°C

CE-Zeichen : 13485:2016 zertifiziert



WE THINK IN PRESSURE & FLOW