

## QualityREG INLINE, einstellbar

Regelbarer Entnahmestellen-Druckminderer



Unsere Lösung zum Betrieb Druckluft angetriebener Geräte oder zum Ausgleich stark unterschiedlicher Leitungsdrücke für den Betrieb von Gasmischern bzw. der Kompensation schwankender Leitungsdrücke.

Der Druckminderer ist für alle nicht korrosiven Gase lieferbar. Der geräteseitige Anschluss erfolgt über eine NIST-Verschraubung.

### Sicherheitsmerkmale:

Geräteart: nicht elektrisch betrieben  
 Funktionsweise: mechanisch / pneumatisch  
 Industriestandard: DIN 13260 Teil 2  
 CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



Technische Daten	Wert
Eingangsdruck	max. 8 bar
Ausgangsdruck	stufenlos 0,1 - 6 bar
Manometer	0 - 6 bar
Lieferbare Standards	Deutsch (DIN), Französisch (NF), Britisch (BS), Skandinavisch (SS, AGA), Schweiz (CH, Carbamed), Italien (UNI).

WE THINK IN PRESSURE & FLOW