

Stufenflowmeter LOX

EasyMate PM2300-Serie



Diese Flowmeter wurden speziell für den niedrigen Betriebsdruck eines Flüssigsauerstoff-Reservoirs konstruiert. Dank der einfachen Einstellung der Durchflussmenge liefern die Flowmeter zuverlässig die verordnete Menge an Sauerstoff für den Patienten.

Außer der Standardvariante mit 0 - 8 Liter O₂/min, bieten wir ebenfalls eine Variante für die Neonatologie mit 0 - 2 Liter O₂/min

Erfüllte internationale Standards:

EN ISO 14971

CE Zertifizierung:

CE 0482/13485: 2016 Zertifizierung

Modell	Betriebsdruck	Einstellungen
D-PM2300RFCV-8CE	1,24 - 1,72 bar	0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 l/min
D-PM2300FCV-NEO2	1,24 - 1,72 bar	0-0,01-0,02-0,06-0,15-0,3-0,4-0,5-0,8-1,0-1,5-2 l/min

WE THINK IN PRESSURE & FLOW