

QualityFlow MTV

Manual Triggered Ventilator (Demandventil)



Das Demand-Ventil wird für die Applikation von 100 Vol.-% Sauerstoff bei der manuellen Beatmung mit dem Beatmungsbeutel verwendet. Auch geeignet zur direkten Beatmung mit der Beatmungsmaske bei spontan atmenden Patienten mit manueller Auslösung eines Inspirationshubes.

Nicht für den invasiven Einsatz am Tubus geeignet!

Erfüllte internationale Standards: EN ISO 14971

CE Zertifizierung: **CE** 0482 13485: 2016 certification

Technische Daten	Wert
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Erforderlicher Betriebsdruck	280 bis 550 kPa (2,8bis 5,5 bar), 4,4 bar für minimal 100 ltr./min. Flow
Maximale Lieferleistung	200 l/min bei 20°C und 450 kPa
Ansprechdruck	-0,5 kPa (-0,5mbar) bei 20°C
Anschluss zwischen Demandventil und Schlauch	M12 x 1

WE THINK IN PRESSURE & FLOW