

QualityMix CO₂-FIX

Modularer O₂/CO₂ Festwertmischer



Unser CO₂-Mischer für Laborapplikationen. Der Mischer stellt ein nach Kundenwunsch individuell eingestelltes, festes Mischungsverhältnis von Kohlendioxid und Sauerstoff bereit. Die Entnahmemenge lässt sich mit dem angeschlossenen Flowmeter jederzeit fein justieren und das Verhältnis zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid bleibt hierbei zuverlässig konstant.

VERSCHIEDENE KONZENTRATIONEN MÖGLICH

Lieferbares Zubehör: Flowmeter 0-3/0-6/0-15, Schienenhalterung.

Technische Daten	Wert
Abmessungen (BxHxT ohne Anschlüsse)	63 x 115 x 115 mm
Gewicht ohne Module	ca. 1600 g
Mischbereich	Festwert (zwischen 0% und 100 % CO ₂ -Anteil nach Kundenvorgabe)
Ausgang Flow	3-15 l/min
Anschluss Eingang	NIST
Anschluss Ausgang	G 9/16" DISS
Genauigkeit	+/- 3 % Kohlendioxid
Lautstärke des Alarms	≥80 dB bei einem Abstand von 30 cm
Betriebstemperatur	+5°C bis +50°C

CE-Zeichen : 13485:2016 zertifiziert  0482

WE THINK IN PRESSURE & FLOW