

QualityMix Light

Low-Flow O₂-Air-Mischer (Abb.)

High-Flow O₂-Air-Mischer



QualityMix Light - Die kompakten und günstigen O₂-AIR-Mischer von DEHAS. Reduziert auf das Wesentliche, jedoch ohne Verluste in der Präzision. Ein 2-Kammer Mischsystem für Sauerstoff und Druckluft, das macht was Sie erwarten. Wie sein großer Bruder - regelt der QualityMix Light den eingestellten Wert zwischen 21 % und 100 % Sauerstoffanteil präzise und schnell – jedoch ohne weitere Upgrade Optionen.

Lieferbares Zubehör: Flowmeter 0-3/0-6/0-15/3,2-32/8,5-85 l/min, Schalldämpfer, Schienenhalterung.

Wert	QualityMix Light Low-Flow	QualityMix Light High-Flow
Abmessungen (BxHxT - ohne Anschlüsse)	63 x 115 x 115 mm	63 x 115 x 115 mm
Gewicht Grundgerät	ca. 1400 g	ca. 1400 g
Mischbereich	21 - 100 % O ₂	21 - 100 % O ₂
Hauptausgang Flow	0-27 l/min	0-105 l/min
Nebenausgang Flow	3-30 l/min	15-120 l/min
Anschluss Eingang	NIST	NIST
Anschluss Ausgang	G 9/16" DISS	G 9/16" DISS
Genauigkeit	+/- 3 % Sauerstoff	+/- 3 % Sauerstoff
Lautstärke des Alarms	≥80 dB bei einem Abstand von 30 cm	
Betriebstemperatur	+5°C bis +50°C	

CE-Zeichen/Nummer: 13485:2016 zertifiziert



WE THINK IN PRESSURE & FLOW