

Tuyaux d'alimentation en gaz

Marchandises standard et spéciale



Depuis 2002, nous fabriquons dans notre maison des tuyaux de raccordement pour les soins médicaux des patients. Tous les tuyaux sont fabriqués directement après réception de la commande et sont ensuite disponibles à court terme. Notre vaste programme standard est complété par des constructions spéciales adaptées aux besoins des clients. Grâce à notre vaste stock de pièces, nous pouvons également mettre à disposition des constructions spéciales à court terme.



Caractéristiques de sécurité pour le patient et l'utilisateur:

Type d'appareil:	non électrique
Fonctionnement:	mécanique
Norme industrielle:	DIN EN ISO 11195:2018
Marque/numéro CE:	13485:2016 certifié



Matériel tubulaire:

Tuyau de gaz médical selon EN ISO 5359. Tuyau à cinq couches en PVC souple avec armature en tissu de haute qualité en polyester de haute résistance. Antistatique et résistant à la chaleur.

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Résistance à la compression	Poids
6,3 mm	12,4 mm	3,0 mm	15 bar	106 g/m

Normes disponibles:

Allemand (DIN), français (NF), britannique (BS), scandinave (SS, AGA), suisse (CH, Carbamed), italien (UNI).

Types de gaz disponibles:

Oxygène (O₂), air (AIR), protoxyde d'azote (N₂O), dioxyde de carbone (CO₂), vide (VAC), air comprimé (AIR8)

WE THINK IN PRESSURE & FLOW